

FIGURFORMING hOT TReNd

US3 CAVSYSTEM KAVITASJON OG ULTRALYD

US3 cavSystem er den siste nyvinningen innen fjerning av fett og cellulitt samt reduisering av kroppsmål. Denne maskinen skiller seg ut fra de to andre fordi den jobber manuelt. Maskinen fjerner lokale fettansamlinger og former figuren ved hjelp av ultralyd og kavitasjon. Maskinen ble ekstremt etterspurt etter at det i sommer ble publisert en artikkel i ukebladet Hjemmet om en kvinne som gikk inn 14 centimeter rundt magen og ned fire kilo i vekt etter kun 9 behandlinger uten øvrig endring i livsstil!



VIRKER PÅ DET VANSKELIGE FETTET

– Det finnes mange bra maskiner på markedet som former figuren og reduserer cellulitt, men det som skiller denne maskinen fra de andre er at den også virker svært godt på hardt, dyptliggende fett. Ultralyd fjerner opphopet overflatefett i epidermis og kavitasjon ødelegger dyptliggende fettansamlinger, forteller Margun Lyngaas i Bio Medicus Akademiet.

– Systemet kombinerer effektiviteten av 2 MHz høyintensitet fokusert ultralyd (HiFU), og den nyeste teknologiske nyvinningen; kavitasjon. I tillegg benyttes en slankende og oppstrammende gel fra Algothem som sluses inn med ultralyden.

VARIG RESULTAT PÅ ALLE

– US3 cavSystem styres med touch screen og har egne programmer for de forskjellige kroppsdelene. Behandlingen virker like godt på alle typer fett. Er det hardt, blandet eller mykt? Du finner det programmet som passer klienten, og det fett som frigjøres forblir borte, forteller Margun og legger til at maskinen også viser respekt for miljøet. US3 trenger nemlig ikke strøm kalibrering. Takket være Wave Set System som sørger for stabile utslipp og dermed sparer energi.

Hva er HiFU?

HiFU (Høyintensitet fokusert ultralyd) er ultralyd med en høyere terapeutisk intensitet som fokuserer energien mot huden som blir behandlet. US3 cavSystem opererer med 2MHz, som er anbefalt for effektiv figurforming.

Ultralyd med denne intensiteten bidrar til:

1. Å fjerne overflødig bindevev og øke gjennomtrengningen i cellemembranen slik at innslusingen av aktive virkestoffer blir bedre.
2. Å øke mikrosirkulasjonen i vevet slik at oksygentilførselen til fettvevet bedres og dermed også fettforbrenningen.
3. Å stimulere fibroblastene for økt produksjon av kollagen og elastin.

Hva er Kavitasjon?

Kavitasjon er en reaksjon mellom vevsvæske og lavfrekvente ultralydbølger. Når man benytter lavfrekvente ultralydbølger med høy intensitet vil små vakuumbobler dannes i vevsvæsken på en kontrollert måte. Disse boblene eksploderer mot celleveggen og ødelegger celleveggen slik at fettrenner ut, uten at omkringliggende vev skades. Denne innovative metoden fjerner også vanskelig fett som man ikke når med dietter, massasje eller trening. Med kavitasjon ødelegges fettcellene og innholdet blir frigjort. Dette fjernes etterpå med HiFU og skilles ut gjennom urinen.



US3 cavSystemer er det nyeste produktet fra det spanske selskapet RÖS'S Estética. Selskapet, som i mer enn 30 år har vært en av de store leverandørene til skjønnhetsindustrien, er også kjent for å ha utviklet Tei System som nylig er testet ut ved Haukeland sykehus i Bergen med dokumentert effekt på smertelindring, bedre muskelstyrke og økt kondisjon.

Ønsker du å vite mer om US3cavSystem? Kontakt Bio Medicus Akademiet på telefon 22 93 13 40 eller besøk www.teisystem.no eller www.biomedicusakademiet.no